



## РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

### ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КРАСОТА

ДОБРИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, СА СРЕД ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ CLINIC.

Центърът съществува от 2005 г., а целта на неговия собственик - д-р Мария Илиева, е клиентите, които прекрачват прага му, да се чувстват комфортно и сигурно. Екипът се състои от доказали се професионалисти, които владеят тънкостите на медицинското изкуство.

#### ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Д-р Мария Илиева завършва медицина във Варна. Тя започва да работи в областта на козметичната дерматология преди повече от десет години - най-напред в частен кабинет, а след това и като лекар в дермокозметологична клиника. Създаването на CLINIC е следствие от нейния натрупан опит и самочувствие. Д-р Илиева е убедена, че без познания по обща дерматология не можеш да си добър в козметичната дерматология, затова развива и двете направления в своя център. През последните няколко години тя е редовен участник в европейски и световни форуми, посветени на проблемите на остаряването, на които се представят най-актуалните Anti-age процедури. Има няколко частни специализации по ръчна мезотерапия в Монте Карло, инжектиране на ботокс в Сан Франциско, неоперативен лифтинг в Париж, радиочестотни технологии в Тел Авив...

#### ЕКИПНА РАБОТА

Голяма част от успеха на CLINIC се дължи на екипа. Един от специалистите в него е д-р Мария Андреева, която успешно трупа опит в областта на козметичната дерматология. За организирането на цялостната дейност в CLINIC отговаря мениджърът Мария Рогова, за чиято компетентност могат да мечтаят много български фирми. Нейн помощник е офис-мениджърът Теодора. Кинезитерапевтите в



CLINIC са Силвия и Вяра, които притежават квалификационни сертификати от LPG и много от успехите в отслабването на клиентите се дължат на прилаганите от тях завидни масажни техники. Полина е придобила уменията си в козметологията в гръцки колеж. Екипът се допълва от Наси, чиято грижа е перфектният вид на клиниката.

#### ТЪРСЕНИ РЕШЕНИЯ

Сред процедурите, предлагани в CLINIC, са поставяне на ботокс, използване на хиалуронови филъри от най-висок клас, химически пилинги, традиционни терапии с апарат за интензивна пулсова светлина, процедури с радиочестотна технология, липомасаж с LPG, козметични терапии с луксозни продукти за забавяне процесите на стареене. Провеждат се и мезотерапевтични курсове. Разбира се, качеството има цена, не само защото се използват иновативни продукти, но и защото за квалификацията и усъвършенстването на специалистите непрекъснато се влагат средства. Клиниката се стреми постоянно да въвежда нови технологии, за да отговори на нуждите на своите клиенти, те да останат доволни от предлаганите услуги и да се върнат отново. Отскоро в центъра за красота има и нов апарат, с помощта на който целулитът остава в миналото.

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО

През последните няколко години голямо внимание в дермокозметологията се обръща на радиочестотните технологии (RF технологии). За първи път д-р Илиева се запознава с тях на конгрес в Париж през 2006-а. Интуицията ѝ безпогрешно подсказва, че такъв вид техника ще бъде полезен и за центъра, който ръководи. Следва сериозно проучване на пазара и така идва конкретното решение. От август 2008 CLINIC притежава Arolo TriPolar.

## ИДЕЯТА

Процедурата с RF (Radio Frequency) се определя като вариант на електротерапия, основана на използването на ток с определена честота и мощност. Принципът на метода е на контактно въздействие на високочестотно електрическо поле с цел контролирано загряване на дермата и подкожната мастна тъкан. За разлика от други топлинни методи (IPL, лазери, инфрачервени източници), епидермисът в този случай играе роля на електрокондензатор и се нагрява само от контактния топлообмен с дермата, а мускулната тъкан въобще не се нагрява. Преимуществото на RF технологията е в това, че методът дава възможност да се получат незабавни резултати и съществено подобрение в състоянието на кожата без оперативна намеса.

## ГАРАНЦИИТЕ

Arolo TriPolar дава възможност процедурата да бъде безболезнена. Това е медицинска апаратура с изящен дизайн, която съчетава комфорт както за персонала, така и за клиента. Апаратът се предлага с 3 апликатора, които позволяват максимална гъвкавост за различните зони на тялото. Най-големият притежава уникален hexapolar дизайн, с който се постига максимум покритие на тялото с размери на третираните зони 8,7 кв.см. Средният се използва за по-малки зони като лице, шия и ръце с размер на покритие 1,7 кв.см. Най-малкият апликатор е предназначен за местата около устата и очите с размери на покритието 0,4 кв.см. Компактността на Arolo TriPolar позволява да се извършват следните процедури: редуциране на целулит и на локалните мастни натрупвания, намаляване на обиколките, скулптуриране на тялото и лицето, стягане на кожата, редуциране на фините линии и бръчки, подобряване структурата на кожата на ръцете и деколтето. Ценното при тази технология е, че се постига т.нар. селективно загряване на мастните клетки, което води до подобряване на метаболизма и намаляване на обиколките чрез освобождаване на течни масти /мастни киселини/. При подобряване на метаболизма фибробластите започват ускорено да произвеждат нови молекули колаген. Процедурата е приятна, чувства се леко затопляне на кожата и резултатът е забележим.

## УСПЕХИТЕ

С тази иновативна система третираните зони стават постегнати, кожата е по-тонизирана и кадифено мека. От CLINIC гарантират, че всеки клиент ще бъде консултант от лекар-специалист, който ще следи цялостното му състояние и настъпващите промени. В центъра имат сериозни успехи при третиране на двойна брадичка, брйчове, паласки, намаляване обиколката на ханша, стягане и подмладяване кожата на лицето. Особено значими са тези резултати при пациенти, които комбинират TriPolar с LPG, мезотерапия и други процедури. Тази технология е подходяща за всички, които желаят да изглеждат по-млади, да имат по-хармонизирани линии и желаят да постигнат всичко това без пластична хирургия. ■

ОТ 01.05.2009 ДО 31.08.2009 НАПРАВЕТЕ ПРОЦЕДУРА В CLINIC И УЧАСТВАЙТЕ В ТОМБОЛА ЗА ХИАЛУРОНОВ ФИЛЪР ЗА УГОЛЕМЯВАНЕ НА УСТНИ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ НА БРЪЧКИ. ИМЕТО НА СПЕЧЕЛИЛИЯ ЩЕ БЪДЕ СЪОБЩЕНО В УЕБСАЙТА НА ЦЕНТЪРА НА 01.09.09

ГР. ВАРНА БУЛ. ЯН ПАЛАХ №10, ЕТ.2  
ПАЛАХ ЦЕНТЪР, ТЕЛ.: 052/60 25 25, 0886 60 25 25  
WWW.CLINIC-BG.COM



# КОМБИНАТИВНО МИСЛЕНЕ

ЕКСПЕРТ

СНИМКИ: CLINIC

ДНЕС ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ АПАРАТИ НАВЛИЗАТ С ПЪЛНА СИЛА В СФЕРАТА НА АНТИЦЕЛУЛИТНИТЕ ТЕРАПИИ. ПОВЕЧЕ ЗА НОВОВЪВЕДЕНИЯТА В ТАЗИ ОБЛАСТ НИ РАЗКАЗА Д-Р МАРИЯ ИЛИЕВА ОТ КОЗМЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ CLINIC.

**К**огато говорим за методи за борба с целулита, първо трябва да разберем неговата същност. При определени условия мастните клетки в кожата увеличават обема си няколкократно и тяхното струпване придобива гроздовидна форма. Именно тя съдейства за притискане на кръвоносните съдове, в резултат на което тъканите, страдащи от недостиг на кислород, затварят разпрострелите се мастни натрупвания в така наречени депа от твърда съединителна тъкан, което е и основната причина за появата на портакалова кожа.

## ЕНДЕРМОЛОГИЯ

Според мен един от най-успешните методи за борба с целулита е ендермологията. Процедурата се извършва с “умен” апарат, който по своите възможности се сравнява с миникомпютър. Става дума за LPG технологията за липомасаж. Keumodule Cellu M6 LPG е първият апарат в CLINIC, който и до днес клиентите оценяват като изключително. Преди повече от 20 години неговият създател Луи Пол Гите едва ли е погодил фантастичните му възможности. Методът ен-

дермология е изобретен от компанията LPG за премахване на целулита и излишното тегло. Той подобрява кръвообращението, намалява подкожната мастна тъкан, стяга кожата, намалява признаците на целулита и го лекува. По време на ендермологичните процедури методът има непосредствено въздействие върху епидермалната тъкан и върху подкожните мазнини. В резултат на работата на главата в клетките на кожата стават става революционни промени: фибробластите интензивно синтезират колаген, появяват се нови влакна колаген и еластин, които образуват новат ново “скеле” с правилна структура. Засилва се микроциркулацията лимфотокът и се разрушава “непробиваемостта” на целулитните мастни клетки. Сега процесът на химическо разграждане на мазнини - липолизата, интензивно стартира също и в проблемните зони.

## ЛИПОМАСАЖЪТ

Това е ефективен метод в естетичната ендермология за решение на проблема с локалните мастни натрупвания, целулит и моделиране на тялото. Идеята възниква след завършване на изследванията на проф. Макс Лафонтен, по-

светени на изменението на клетъчния метаболизъм на мастните клетки. Резултатите показват съществено повишаване на метаболитната активност и засилен процес на липолизата в мастните клетки, подложени на ендермологичен масаж, което обяснява значителното намаляване на обема в третираните зони. Липомасажът се препоръчва при изразени локални мастни деформации, при наличие на асиметрия в разположението на мастните натрупвания и намаляване на плътността на кожата в отделни зони.

## УСПЕШЕН ТАНДЕМ

От своето обучение в Израел през 2008 г. за използването на радиочестотните технологии в естетичната медицина останах с възторжени впечатления от съчетаването на терапиите с LPG и RF (радиочестотни вълни). Много клиник в Австралия, Европа и САЩ работят комбинирано, в резултат на което на сцената е отново LPG, с нови възможности и с нови надежди. От натрупания клиничен опит в CLINIC констатираме, че най-добри резултати в лечението на локалните мастни натрупвания и целулита сме получили при комбинираните терапии между липомасаж на Keumodule Cellu M6 LPG, Radio Frequency и антицелулитна липолитична мезотерапия. Това, разбира се, не отхвърля опита на други клиници и успешното въздействие на други висококачествени технологии.

## ЕВОЛЮЦИЯ

Появата на радиочестотните вълни в естетичната медицина исторически е свързано с лансирането на монополарни системи, които обезпечават голяма дълбочина на въздействие и изискват висока мощност, което прави процедурата болезнена. Електрическият ток при тях преминава през цялото тяло, затова има риск от нежелани въздействия. Второто поколение са биполарните системи, в които работната зона е локализирана между два близко разположени електрода. Тази система дава добри резултати за стягане на кожата, но с нея не може да се редуцира общото тегло на човека. Третото поколение системи е TriPolar, която използва комбинация от три и повече електрода, с постоянно превключване на полусите. Това позволява да се осигури въздействието на RF енергия на различна дълбочина, т.е. да се съчетае възможността на моно- и биполарните системи. И най-важното - терапията е напълно безболезнена. ■